

LUNOS® JAUHEET



LUNOS® PROFYLAKSIAJAUHE GENTLE CLEAN

Supragingivaaliseen ulkoisten värjäytymien nopeaan ja tehokkaaseen puhdistukseen ja poistoon.

- Vaikuttavana hankausaineena innovatiivinen trehaloosi:
 - raekoko n. 65 µm
 - parhaat puhdistusominaisuudet ja maksimaalinen pintasuojaus
 - lievästi makea maku
 - ei ärsytä limakalvoja
- Paras vesiliukoisuus:
 - ei jätä jauhejäämiä potilaan suuhun
 - suojaa imulaitetta
- Ergonominen pullo yhden käden salpalukolla

Makuaineet: neutraali, appelsiini ja viherminttu

Myyntipakkaus: 4 x 180 g

LUNOS® PROFYLAKSIAJAUHE PERIO COMBI

Subgingivaaliseen ja supragingivaaliseen puhdistukseen. Ihanteellinen uudelleenkasittelyyn. Poistaa biofilmin nopeasti, tehokkaasti, perinpohjaisesti, mutta silti hellävaraisesti.

- Vaikuttavana hankausaineena innovatiivinen trehaloosi:
 - raekoko n. 30 µm
 - parhaat puhdistusominaisuudet ja maksimaalinen pintasuojaus
 - lievästi makea maku
 - ei ärsytä limakalvoja
 - johtaa parodontaalisten tulehdusten laskuun ja vähentää siten parodontaalitaskuja*
- Paras vesiliukoisuus:
 - liukenee ientaskuun jätteitä jättämättä
 - ei jätä jauhejäämiä potilaan suuhun
 - suojaa imulaitetta
- Ergonominen pullo yhden käden salpalukolla

Makuaine: neutraali

Myyntipakkaus: 4 x 100 g